

# 電動アシスト車いす

介護保険レンタル対象

## イーライフAS(リクライニング機能付)

ラクラク操作で介助者の負担を軽減します。



お年寄りのご夫婦でも



自宅などに入る為の  
スロープなど

上りは、モーターがアシスト  
をして力を使わずスイスイ  
上がります。

下りは、モーターのアシスト  
でハンドルを無理に引っ張る  
ことなく下る事が出来ます。



芝生や砂利道でも



福祉車両に乗車す  
るとき



↑14°



14° ↓

**イーライフASは、こんな場面で便利です。**

- ・上り下りだけでなく、平地での砂利道でもあまり力を使わずに車いすを使用できます。
- ・登坂角度は、最大14度です。  
(路面状況により14度以下でも使用できない可能性があります。)
- ・走行距離は、使用状況や路面状況によりますが約8kmです。
- ・充電時間は、約2時間です。

イーライフASを使うと



力が必要



ラクラク

- ・ハンドルがスイッチになっており、自分のペースでモーターがアシストしてくれます。
- また、ハンドブレーキで手動車いすと同様に止まること出来ます。

# リクライニング車いす + 電動アシスト

## = イーライフAS



背もたれの傾斜角度は、  
90° ~ 132° までです。

TAISコード 00156-000024



## イーライフASは、面倒な操作や調整は一切ありません。

### ラクラク操作

センサー内蔵のグリップにより介助者の押し引きの力を瞬時に判断してモーターの力を調整します。



### 電源&残量表示

電源スイッチと残量メーターは、見やすく押しやすい場所にあります。電源を切り忘れても自動的に電源が切れる安心機能が付いています。

### 高性能バッテリー

ワンタッチで取り外しができ、軽量なニッケル水素です。  
2時間でフル充電でき約8kmの距離を走行出来ます。



### ハイパワー

上り坂は、モーターがアシストして傾斜14°までをラクに上がれます。下り坂は、モーターが自動的にブレーキが掛かります。

### 充電器

バッテリーをいつでも良い状態で使用できるようにリフレッシュ機能が付いて居ります



### 収納寸法

イーライフAS  
高さ：106cm  
奥行：89cm  
横幅：37cm



### 製品仕様

品名	イーライフAS
品番	EL20AS
駆動方式	マイコン制御
制御方式	電動モーター駆動
モーター	DC24V 86W×2
バッテリー	ニッケル水素
作動距離	約8km
登坂角度	最大14度
充電器	AC100W
充電時間	2時間
全長×全高×全幅	110×115～125×65cm
前座高	41・43・45cm
後座高	40・42・44cm
座幅×奥行	38・40・42×42cm
重量	28kg
大車輪	20インチ エアータイヤ
キャスター	6インチ ソリッドタイヤ
フレーム	アルミ系合金
シート	ポリエステル

【ご購入お問い合わせ】

輸入販売元



株式会社 アルバジャパン

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-8 NBF池袋タワー4F  
TEL:03-3984-1345 FAX:03-3984-1344

URL : <http://www.alber.jp/>

MAIL : [mail@alber.jp](mailto:mail@alber.jp)

【介護保険レンタルお問い合わせ】

貸与事業所名 **アサヒケアサポート**

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-8 NBF池袋タワー4F

TEL:03-6914-0034 FAX:03-6907-7026

URL : <http://asahi-kikou.com/>